

Додаткові вказівки: Не використовуйте жодних смол або рідин для регулювання в'язкості клею. Не зберігайте адгезивний матеріал поблизу продуктів, що містять евгенол, і не допускайте його контакту з матеріалами, що містять евгенол. Евгенол може погіршити затвердіння клею та спричинити зміну кольору. Слід уникати контакту клею зі шкірою, особливо тим, хто має алергію на смолу. Використовуйте за кімнатної температури (20°C/68°F-25°C/77°F). Тільки для професійного стоматологічного використання.

Зберігання: Термін придатності становить 3 роки за умови зберігання при температурі від 3°C до 25°C (38°F - 77°F). Уникайте прямого впливу сонячного світла. Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності (див. етикетку на пляшці). Якщо полімеризація не завершена, реставрація може відірватися від зуба. Нагрівання, спричинене плазмою або іншими світловими полімеризаторами з довгою експозицією, ніж зазначено, може призвести до перегріву зуба та/або продукту. Аплікатори Ена Бонд (Ena Bond) одноразового використання. Повторне використання одноразового аплікатора може спричинити перехресне інфікування. Медичний виріб, тільки для стоматологічного використання: зберігати в недоступному для дітей місці. Цей продукт був розроблений спеціально для описаного діапазону застосувань. Його слід використовувати, як описано в інструкції. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним поведінням або обробкою матеріалу.

Утилізація: Утилізацію медичного виробу необхідно проводити відповідно до місцевих норм. Забруднену упаковку після очищення можна утилізувати в роздільному зборі сміття відповідно до ідентифікаційних символів, якщо такі є (97/129 ЕС).

Технічні дані

Адгезія до дентину та протравленої емалі	30 МПа
Адгезія до недорогочінних металів (Co/Cr)	24 МПа
Адгезія до дорогочінних металів (Au/Pd)	6 МПа
Час полімеризації в стоматологічній галогенній або світлодіодній установці	40 сек.
Час затвердіння для суміші 1:1 з ЕНА БОНД Каталізатор (ENA BOND CATALYST) для самозатвердіння без світла, без доступу повітря (див. інструкцію ЕНА БОНД Каталізатор (ENA BOND CATALYST))	близько 3 хв.

Усунення несправностей

Несправність	Причина	Усунення
Ена Бонд (Ena Bond) не полімеризується	Світловий потік полімеризаційної лампи недостатній	Перевірте світлодідачу, за потреби замініть джерело світла
	Співвідношення змішування з каталізатором не 1:1	Дотримуйтесь пропорції змішування
Реставрація не тримається	Не дотримано робочий час, особливо час протравлення	Дотримуйтесь робочого часу, вказаного в інструкції
	Окремі шари не були полімеризовані окремо	Полімеризуйте кожен шар окремо
	Ена Бонд (Ena Bond) не був інтенсивно втертий щіткою	Дотримуйтесь етапів роботи, перерахованих в інструкції із застосування
Матеріал виходить або затвердів	Неправильне зберігання, пляшка нещільно закрита	Після кожного використання надавайте кришку на пляшку
Матеріал не створює однорідної плівки	Ена Бонд (Ena Bond) був нанесений нерівномірно або товщина шару недостатня	Нанесіть свіжий матеріал ще раз

Паспорт безпеки матеріалу (MSDS) доступний на вебсайті: www.micerium.com



MICERIUM S.p.A. Via G. Marconi 83 16036 Avegno (GE) Italy
(MICERIUM С.п.А., Біа Ж. Марконі, 83, 16036 Авеньо (ГЕ), Італія)
Тел. +39-0185-7887870 www.micerium.it

Уповноважений представник в Україні:
Фізична особа – підприємець Фецич Людмила Тарасівна
Адреса: вул. Горської, будинок 3, кв. 9, м. Львів, Львівська область, 79018, Україна
Тел.: (067) 674 36 26, E-mail: lmartin@ukr.net <https://ligeya.com.ua>



0297



UA.TR.120

ОПИС СИМВОЛІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА УПАКОВЦІ:			
	ВИРОБНИК		УВАГА, ДИВИТЬСЯ ІНСТРУКЦІЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
	НОМЕР ЗА КАТАЛОГОМ		МЕДИЧНИЙ ВИРІБ
	НОМЕР ПАРТІЇ		ОБМЕЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
	ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ		ЗАХИЩАТИ ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА
	ВИКОРИСТАТИ ДО		ЗНАК «CE» ТА НОМЕР УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ
	ДИВ. ІНСТРУКЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ		ЗНАК ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ОРГАНУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

File: ENA BOND KIT_UK v4_2023-10

ENA BOND

ЕНА БОНД (ENA BOND) адгезивна система (УК) УКРАЇНЬСЬКА

Інструкція із застосування

Інформація про продукт

Система Ена Бонд (Ena Bond) дозволяє фіксувати на зубі будь-який тип композитного матеріалу для цементування або пломбування, забезпечуючи стабільні результати з часом завдяки міцній адгезії.

ЕНА БОНД (ENA BOND) – це дентинно-емалева бондингова система Етч Енд Рінс (Etch & Rinse), що складається з одного матеріалу світлового затвердіння, який містить праймер і адгезив. (ОДИН ФЛАКОН – СИСТЕМА БОНДИНГУ)

ЕНА БОНД (ENA BOND) призначений для міцного склеювання (бондингу) композитів, компомерів та металів з емаллю та дентином, але не з дорогочінними та недорогочінними металами.

ЕНА БОНД (ENA BOND) також можна використовувати для праймування кореневих каналів перед їх пломбуванням або цементуванням ендодонтичних штифтів.

ЕНА БОНД (ENA BOND) також призначений як праймер для адгезивної фіксації ортодонтичних брекетів та стрічок до поверхні емалі, а також як праймер для адгезивної фіксації непрямих реставрацій, наприклад, керамічних, металевих та композитних вкладок, накладок, вінірів, коронок та мостовидних протезів із самотвердіючим або подвійного твердіння композитним цементом.

ЕНА БОНД (ENA BOND) забезпечує тривалу адгезійну міцність та добру біосумісність (не містить BIS GMA).

ЕНА БОНД (ENA BOND) сумісний з усіма сучасними брендами композитних реставраційних матеріалів, що полімеризуються видимим світлом. ЕНА ЕТЧ (ENA BOND) виготовлений на основі етанолу. Оскільки він гідрофільний, ЕНА БОНД (ENA BOND) можна використовувати на злегка вологих поверхнях дентину (техніка вологого бондингу).

У рідкісних випадках рекомендується використовувати систему подвійного або самотвердіючого праймінгу та бондингу (у кореневих каналах та, як правило, при фіксації подвійними цементами). ЕНА БОНД (ENA BOND) може отримати подвійне затвердіння при застосуванні у вигляді суміші ЕНА БОНД (ENA BOND) та ЕНА БОНД каталізатор (ENA BOND CATALYST) у співвідношенні 1:1. Активатор доступний окремо. Для цих застосувань зверніться до рекомендацій щодо використання ЕНА БОНД каталізатор (ENA BOND CATALYST). ЕНА БОНД (ENA BOND) також можна використовувати як праймер у поєднанні з ЕНА БОНД СІЛ (ENA BOND SEAL) для покращення герметизації краю. (Система бондингу ДВА ФЛАКОНИ)

ЕНА ЕТЧ (ENA BOND) – це гель для травлення червоного кольору (37% фосфорна кислота). Червоний колір дозволяє ретельно перевірити, чи продукт повністю змівся після фази травлення. Ена Етч (Ena Etch) має ідеальну в'язкість, яка запобігає стіканню травильного розчину навіть з верхніх зубів.

Призначення

Дентинно-емалева адгезивна система Етч Енд Рінс (Etch & Rinse) використовується як адгезив для композитних реставрацій та для адгезивної фіксації, в тому числі як праймер для фіксації брекетів композитним адгезивом.

Клінічні переваги

- Значення міцності зв'язку вище середнього рівня в галузі: 30 МПа
- Спеціальний склад на основі етанолу для легшого нанесення
- Не містить BIS-GMA
- Подвійне затвердіння забезпечує ідеальне затвердіння бондингу, коли світлове затвердіння не гарантується (в кореневих каналах і при фіксації подвійними композитними цементами), шляхом змішування Ена Бонд ЛС (Ena Bond LC) з Ена Бонд каталізатор (Ena Bond Catalyst).
- Адгезив ІV покоління у двох флаконах: Використовуючи Ена Бонд (Ena Bond) як праймер після протравлювання за допомогою Ена Етч (Ena Etch) та Ена Бонд Сіл (Ena Bond Seal) як другий шар ненаповненої адгезивної смоли, ви можете отримати чудові результати адгезії та ідеальне ущільнення, перетворюючи Ена Бонд (Ena Bond) на двоетапну адгезивну систему.

Склад: 2-гідроксидилметакрилат, МDP, каталізатори, стабілізатори в етанолі

Показання

- адгезив для світлотвердіючого композиту, що використовується для відновлення порожнин зубів, спричинених карієсом або іншими захворюваннями, включаючи травму зубів, або навіть з естетичних причин
- адгезив для непрямих керамічних або композитних реставрацій (вкладки, накладки, вініри)
- праймер для адгезивної фіксації ортодонтичних брекетів та стрічок, коли потрібне ортодонтичне лікування необхідне у зв'язку з порушенням прикусу та/або неправильного розташування зубів пацієнта

Цільове використання: Стоматологи у стоматологічних кабінетах та лікарнях

Цільова група пацієнтів та медичні показання

Діти 3-18 років (також для молочних зубів), дорослі 19-64 роки, літні люди 65 років і старше, будь-якої статі та стану. Пацієнти, які мають одну з наступних клінічних ситуацій, що потребують реставрації зубів:

- карієс, травма, проблеми з оклюзією та стиранням емалі, або будь-яке інше стоматологічне захворювання чи естетична проблема. Пацієнти, які потребують ортодонтичного лікування у зв'язку з наступними клінічними ситуаціями:
- порушення прикусу та/або нерівність зубів пацієнта

Протипоказання: Незаполімеризована смола може спричинити алергію на шкірі: Якщо у пацієнта є відома підвищена чутливість до будь-якого компонента цього продукту, ми рекомендуємо не використовувати його або робити це лише під суворим медичним наглядом.

Застереження щодо безпеки: Містить метакрилат та етанол. Спричиняє подразнення шкіри. Спричиняє серйозне подразнення очей. Може спричинити алергічну реакцію дихальних шляхів.

Застереження: Будьте обережні, не допускайте потрапляння в очі та використовуйте лише в ротовій порожнині. Використовуйте

захисну маску. Уникайте вдихання пилу/диму/газу/туману/парів/аерозолі. Використовуйте захисні рукавички/захист для очей/захист для обличчя. У разі вдихання: Виведіть постраждалого на свіже повітря та забезпечте йому комфортне дихання. У разі потрапляння в очі: Обережно промийте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є, та продовжуйте промивання.

Побічні ефекти: Щоб запобігти можливим реакціям пульпи в порожнинах, де оголений дентин, пульпу необхідно належним чином захистити (наприклад, застосувати препарат гідроксиду кальцію). При правильному використанні цього медичного виробу небажані побічні ефекти трапляються вкрай рідко. Однак реакції імунної системи (алергії) або місцевий дискомфорт не можна повністю виключити. Якщо ви дізнаєтеся про небажані побічні ефекти, навіть якщо є сумніви, що побічний ефект був викликаний нашим продуктом, будь ласка, зв'яжіться з нами. Про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний із виробом, необхідно повідомити виробника MISCERUM S.p.A. (MISCERUM S.p.A.) та компетентний орган, де знаходиться користувач і/або пацієнт.

Матеріали, яких слід уникати: Не зберігайте клейкий матеріал (адгезив) поблизу продуктів, що містять евгенол, а також не допускайте контакту адгезиву з матеріалами, що містять евгенол. Евгенол може погіршити затвердіння адгезива та спричинити зміну кольору. У присутності радикалоутворювачів (наприклад, пероксидів), розкислювальних речовин та/або іонів важких металів можлива полімеризація з виділенням тепла, яка може призвести до руйнування.

ЕНА БОНД (ENA BOND) Один Флаконт: інструкція із застосування

1. Бондінг світлотвердіючих композитних реставрацій

Рекомендованим методом ізоляції є кофердам. Підготуйте порожнину з мінімальною редукцією зуба. Накладіть ізолюючі прокладки лише на ті ділянки, що знаходяться поблизу пульпи, використовуючи твердіючий матеріал гідроксиду кальцію чи дуже тонкий шар склоіономеру (деякі автори уникають цього процесу). Нанесіть гель для травлення ENA ETCH (ENA ETCH) на всю порожнину (техніка повного травлення емалі та дентину). Залиште гель для травлення ENA ETCH (ENA ETCH) на 15 секунд. Змийте та нанесіть його знову лише на краї емалі протягом інших 20 секунд. Змийте та висушіть повітрям без олії та води, залишаючи дентин вологим (волога техніка).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ПРОТРАВЛЮВАННІ: дуже важливо, щоб протравлена емаль та дентин не були забруднені нічим, інакше процес травлення слід повторити. Застереження щодо небезпек: Протравка містить ортофосфору кислоту (37%). Спричиняє сильні опіки шкіри та пошкодження очей. Застереження: у разі потрапляння на шкіру (або волосся) негайно зніміть весь забруднений одяг. Промийте водою. У разі подразнення шкіри або висипу: зверніться за медичною допомогою/консультацією. Очі: Обережно промивайте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи та продовжуйте промивання. Негайно зверніться до токсикологічного центру/лікаря. Під час використання цього продукту одягайте відповідний захисний одяг, рукавички та захисні окуляри/маску для обличчя. Ніколи не допускайте контакту цього матеріалу з ясами, оголеним дентином або сусідніми зубами. Нанесіть достатню кількість ENA BOND (ENA BOND) пензлем або аплікатором брашем (аплікатор ENa Bond (Ena Bond) на дентинно-емалеві поверхні протягом 20-30 секунд, розподіліть повітрям без олії чи води, полімеризуйте всю поверхню за допомогою галогенного/світлодіодного полімеризатора протягом 40 секунд. Додатковий другий шар ENa Bond (Ena Bond) необхідно нанести, дотримуючись вищезазначеної процедури. Потім нанесіть пломбувальний матеріал (див. інструкції ENA ГРІ (ENA HRI) / (Енамель плас ГРІ (Enamel plus HRI)).

Примітка: для покращення герметизації реставрації другий шар ENa Bond (Ena Bond) можна замінити шаром ENa Bond Сіл ЕНА (BOND SEAL (див. спеціальну інструкцію із застосування).

ЕНА БОНД (ENA BOND) каталізатор: інструкція із застосування

Каталізатор Ена Бонд (Ena Bond) – це добавка, яку просто змішують з Ена Бонд (Ena Bond), щоб перетворити його на праймер та адгезивну систему подвійного або самотвердіючого затвердіння.

Примітка: Адгезивна смола не затвердіє самостійно без відповідного каталізатора. Якщо його не використати негайно, помістіть адгезив у приглушене світло, щоб запобігти передчасній полімеризації під впливом падаючого світла.

2. Фіксація штифтів адгезивною технікою

Для ізоляції зуба напоягеліво рекомендується використовувати кофердам. Підготуйте та очистіть кореневий канал; рекомендується мікробластування поверхонь порожнини для очищення та видалення залишків ендодонтичного матеріалу. Протравлюйте порожнину за допомогою ENa Etch (Ena Etch) 37% фосфору кислоту протягом 2 хвилин. Ретельно промийте канал шприцом, щоб повністю видалити кислоту. Видаліть воду та висушіть канал паперовим шприцем; щоб зберегти дентин вологим і уникнути колапсу колагену, не сушіть канал повітрям. Нанесіть у порожнину та в канал суміш ENa Bond (Ena Bond) та каталізатор ENa Bond (Ena Bond Catalyst) для подвійної фіксації та повної полімеризації. Адгезив слід наносити на поверхню одностороннім мікробрашем (аплікатором) або паперовим шприцом. Увага: Переконайтеся, що мікробраш (аплікатор) проникає в глибину каналу, а бондер рівномірно втирається всюди. Мікробраш не повинен торкатися поверхні або застрягати. Висушіть повітрям, щоб видалити залишки води та розчинника. Вставте штифт, щоб перевірити канал та краще проштовхнути адгезив у дентинні каналці. Нанесіть подвійний композитний цемент у канал. Нанесіть трохи цементу на поверхню штифта та повільно вставте його на повну глибину. Полімеризуйте світлом протягом 60 секунд та переходьте до реставрації. Зверніться до інструкцій виробника щодо розміщення штифта та полімеризації композитних цементів (див. інструкції ENa Пост (Ena Post) та Ена Цем (Ena Cem)).

3. ГЕРМЕТИЗАЦІЯ ПОРОЖНИНИ ПЕРЕД РЕСТАВРАЦІЄЮ З АМАЛЬГАННОГО ПЛОМБУВАННЯ

Підготуйте порожнину, протравіть, промийте та нанесіть адгезив. Важливо: у таких клінічних ситуаціях, щоб забезпечити повну полімеризацію, ENA БОНД (ENA BOND) слід змішати з каталізатором ENA БОНД (ENA BOND CATALYST) для подвійної фіксації. Полімеризуйте адгезив за допомогою галогенного/світлодіодного полімеризатора протягом 40 секунд. Додатковий другий шар ENa Bond (Ena Bond) необхідно нанести, дотримуючись вищезазначеної процедури. Нанесіть амальгаму, дотримуючись інструкцій виробника.

4. АДГЕЗИВНА ФІКСАЦІЯ ОРТОДОНТИЧНИХ БРЕКЕТІВ

Нанесіть протравлюючий гель ENA ETCH (ENA ETCH) на емаль, де мають бути закріплені брекети. Залиште травильний гель ENA ETCH (ENA ETCH) на місці на 20 секунд. Промийте та висушіть повітрям без олії та води. Нанесіть достатню кількість ENA БОНД (ENA BOND) пензлем або аплікатором на емалеві поверхні, де потрібно закріпити брекети, протягом 20-30 секунд, розподіліть повітрям без олії чи води, полімеризуйте всю поверхню за допомогою галогенної/світлодіодної лампи протягом 40 секунд. Нанесіть додатковий другий шар ENa Bond за тією ж процедурою, що описана вище. Потім нанесіть адгезив для фіксації брекетів, дотримуючись інструкцій виробника.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ НЕПРЯМОЇ РЕСТАВРАЦІЇ

Для підготовки порожнини та протравлювання дотримуйтесь інструкцій по застосуванню Ена Бонд (Ena Bond).

ПРИГОТУВАННЯ ТА НАНЕСЕННЯ СУМІШІ ЕНА БОНД БОНДІНГ (Ena Bond Bonding) та Ена Бонд Каталізатор (Ena Bond Catalyst)

Після підготовки порожнини додайте одну краплю Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding) у лунку палетки для змішування. Додайте одну краплю Ена Бонд Каталізатору (Ena Bond Catalyst) та перемішуйте протягом 15 секунд у приглушеному світлі.

Нанесення на дентин та емаль

Нанесіть достатню кількість суміші Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding) та Ена Бонд Каталізатору (Ena Bond Catalyst) на поверхні дентину та емалі та інтенсивно втирайте її протягом 30 секунд, щоб отримати однорідний шар. Нанесіть суміш кілька разів, щоб поверхні дентину та емалі залишалися вологими протягом необхідного часу. Потім ретельно висушіть стисненим повітрям без вмісту олії протягом приблизно 15 секунд. Полімеризуйте шар Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding)/ Ена Бонд Каталізатор (Ena Bond Catalyst) протягом 20 секунд за допомогою галогенного/світлодіодного полімеризатора, перш ніж наносити другий шар (див. наступний пункт).

Нанесення другого шару

Другий шар наноситься шляхом інтенсивного втирання пензлем (аплікатором брашем) достатньої кількості суміші подвійного затвердіння Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding)/ Ена Бонд Каталізатор (Ena Bond Catalyst) на поверхні протягом 30 секунд. Потім поверхню знову сушать приблизно 15 секунд стисненим повітрям без олії та полімеризують протягом 20 секунд за допомогою полімеризуючої лампи. Дуже важливо, щоб поверхні залишалися сухими та чистими до встановлення непрямої реставрації. Система подвійного затвердіння твердіє протягом приблизно 3 хвилин після нанесення і розміщення хімічного або пломбувального матеріалу подвійного затвердіння. Пломбувальний матеріал подвійного затвердіння можна також полімеризувати за допомогою лампи, щоб скоротити час затвердіння.

Фіксація непрямої реставрації

Зверніться до інструкції із застосування ENA ГРІ (ENA HRI) / Енамель плас ГРІ (Enamel plus HRI).

6. АДГЕЗИВНА ПІДГОТОВКА В РОБОТІ З САМОТВЕРДІЮЧИМИ ТА ПОДВІЙНО ЗАТВЕРДЮЮЧИМИ КОМПОЗИТАМИ АБО КОМПОМЕРАМИ

Підготовка порожнини та нанесення суміші Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding)/ Ена Бонд Каталізатор (Ena Bond Catalyst)

Після підготовки порожнини, як описано в розділі «Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding)», помістіть одну краплю Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding) у лунку палетки для змішування. Додайте одну краплю Ена Бонд Catalyst та перемішуйте протягом 15 секунд у приглушеному світлі.

Нанесення на дентин та емаль

Нанесіть достатню кількість суміші Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding) та Ена Бонд Каталізатору (Ena Bond Catalyst) на поверхні дентину та емалі та енергійно розтирайте її пензлем протягом 30 секунд для утворення однорідного шару. Наносьте суміш кілька разів, щоб поверхні дентину та емалі залишалися вологими протягом необхідного часу. Потім ретельно висушіть стисненим повітрям без вмісту олії протягом приблизно 15 секунд. Полімеризуйте шар Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding)/ Ена Бонд Каталізатор (Ena Bond Catalyst) протягом 20 секунд за допомогою галогенного/світлодіодного полімеризатора перед нанесенням другого шару (див. наступний пункт).

Нанесення другого шару

Другий шар наноситься шляхом енергійного нанесення пензлем чи брашем достатньої кількості суміші Ена Бонд Бондінг (Ena Bond Bonding)/ Ена Бонд Каталізатор (Ena Bond Catalyst) на поверхні протягом 30 секунд. Висушіть ділянку стисненим повітрям без вмісту олії протягом приблизно 15 секунд. Дуже важливо, щоб ці поверхні залишалися сухими та чистими до нанесення хімічного або подвійного затвердіння композиту чи компомеру. Система подвійного затвердіння полімеризується приблизно протягом 3 хвилин після нанесення та розміщення хімічного або пломбувального матеріалу подвійного затвердіння. Пломбувальний матеріал подвійного затвердіння також можна полімеризувати за допомогою лампи, щоб скоротити час полімеризації.

Фіксація пломб

Будь ласка, зверніться до інструкцій виробника хімічного або композитного/компомерного матеріалу подвійного затвердіння.

Важливі вказівки: ОДНОФЛАКОНОВИЙ БОНДІНГ

Ена Бонд (Ena Bond) – це однофлаконний емаль-дентинний бонд на основі етанолу, який має перевагу в тому, що він нетоксичний і, тим не менш, легкий. Таким чином, він дозволяє концентрувати розведені інгредієнти для гарного зчеплення між дентином/емалею та композитом. Однею з головних складових формули Ена Бонд (Ena Bond) є ефіри метакрилаткарбонової кислоти. Ці матеріали досягають максимальної адгезії у вологих умовах. Це необхідно через те, що дентин завжди містить певну кількість фізіологічних рідин. Найважливішим моментом для досягнення максимальної адгезії є правильний спосіб нанесення Ена Бонд (Ena Bond). Матеріал слід наносити невеликим пензлем на поверхні дентину та емалі. Бонд слід втирати в порожнину протягом щонайменше 30 секунд. Необхідно переконатися, що вся поверхня дентину та емалі волога та покрита Ена Бонд (Ena Bond). Не повинно бути надлишки рідини. Після нанесення тонкого шару матеріалу пензлем чи брашем протягом щонайменше 30 секунд поверхню необхідно ретельно висушити струменем повітря з крісла стоматолога (без олії) протягом щонайменше 15 секунд. Полімеризуйте Ена Бонд (Ena Bond) протягом 40 секунд за допомогою потужної галогенної лампи/світлодіодного полімеризатора. Додатковий другий шар Ена Бонд (Ena Bond) необхідно нанести, дотримуючись тієї ж процедури, що й вище. Після процесу світлової полімеризації поверхня Ена Бонд (Ena Bond) все ще волога і не утворює твердого плівки. Після нанесення композиту на вологу поверхню Ена Бонд (Ena Bond) разом з композитом розвиває оптимальні значення адгезії в умовах безжисневого доступу. Вищеописані інструкції дуже важливі та повинні бути ретельно дотримані. **Важливі вказівки щодо адгезивної підготовки з використанням системи з двох флаконів: Ена Бонд (Ena Bond)+ Ена Бонд Сіл (Ena Bond Seal)**

Ена Бонд (Ena Bond) може також використовуватися як праймер для системи адгезії з двох флаконів: у цьому випадку як другий шар використовується Ена Бонд Сіл (Ena Bond Seal). Таким чином ми отримуємо адгезивну систему IV покоління, яка враховує наступні кроки:

- Нанесення протравлюючого гелю з фосфоруною кислотою 37

- Нанесення ЕНА БОНД (ENA BOND), адгезив світлового твердіння для використання в якості праймера

- Нанесення ЕНА БОНД СІЛ (ENA BOND SEAL), світлозатвердіваючої адгезивної смоли в якості другого адгезивного шару, щоб гарантувати ідеальну і довготривалу герметизацію.

Після нанесення першого шару ЕНА БОНД (ENA BOND) та його полімеризації нанесіть другий шар ЕНА БОНД СІЛ (ENA BOND SEAL), здуйте надлишки продукту та полімеризуйте протягом 20 секунд. Потім приступайте до стратифікації композиту