

ENAMEL  HRI Flow^{HF}
plus



ПОВНИЙ НАБІР

CHR2F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4, UD5, UD6

підставка з оргскла

9 x 2 g



МІНІ -НАБІР

CHR5F

ENAMEL PLUS HRI FLOW

UD1 (A1), UD2 (A2)

UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)

5 x 2 g

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) Italy
Tel. 0185 7887 880 • micerium@micerium.com
www.micerium.com
File: Enamel plus HRI Flow UK v1A_10-2013



ENAMEL PLUS
HRI FLOW




ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

БЕЗ БУЛЬБАШОК



Відмінна еластичність



АНАЛІЗ ПІД ЗБІЛЬШЕННЯМ

ENAMEL  HRi Flow^{HF}
plus

ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	НАПОВНЮВАЧ%	ТВЕРДІСТЬ ЗА ВІККЕРСОМ МПА	МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ МПА	МІЦНІСТЬ НА ЗГИН МПА	МІЦНІСТЬ НА СТИСК МПА	РЕНТГЕНКОНТРАСТНІСТЬ
HRi "Flow HF"	77	770	13485	148	394	210% AI
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% AI

- Високонаповнений
- Флуоресцентний
- Висока в'язкість
- Висока еластичність
- Рентгеноконтрастність
- Покращені фізичні властивості
- Без бульбашок



Висока флуоресценція



Матеріал, що використовується як підкладка на жувальних зубах при прямих та непрямих реставраціях та на передніх зубах для відновлення V класу